

Anwendungsinformation, bitte sorgfältig durchlesen!

## **OCUflash® blue**

Augentropfen, Lösung, ohne Konservierungsstoffe

### **1. Was ist OCUflash blue und wofür wird es verwendet**

OCUflash blue ist eine Instillationslösung für die Augen ohne Konservierungsstoffe und mit Zugabe von Augentrostextrakt (Tinktur der Euphrasia officinalis). Diese Instillationslösung ist zum Eintröpfeln in die Augen, für Augenspülungen oder für Umschläge bestimmt.

Der Augentrostextrakt hat eine entzündungshemmende, desinfizierende und adstringente (straffende) Wirkung. Diese charakteristischen Eigenschaften von Augentrost (Euphrasia officinalis) werden schon seit langer Zeit zur Beruhigung von Augen, sowie zur Prävention und Unterstützungstherapie von nicht infektiösen Entzündungen von Augenlidern und der Bindehaut genutzt.

OCUflash blue wird als Spülung zur Entfernung von Fremdstoffen aus dem Auge verwendet und bei unangenehmen Erscheinungen, wie beim Gefühl des Brennens oder Stechens im Auge, bei Juckreiz und beim Spüren eines Fremdkörpers im Auge.

OCUflash blue ist frei von Konservierungsstoffen und somit ideal auch für Kontaktlinienträger und Menschen mit besonders empfindlichen Augen.

In der Praxis kann OCUflash blue idealerweise wie folgt verwendet werden:

- zur Augenspülung nach Tonometrie und Gonoskopie,
- zur Augenspülung, zur Beseitigung von Fremdpartikeln, Staub und Chlorwasser,
- zur Wegspülung von Resten der Fluoresceinlösungen,
- zur Wegspülung von schleimhaltigen und eitrigen Sekreten,
- zur Augenspülung nach dem Tragen von harten Kontaktlinsen,
- als erste Hilfe bei leichter Ätzung der Bindehaut und der Augen mit Säuren und Laugen (Kalk, Mörtel)
- als Unterstützungsmittel bei einigen, insbesondere nicht infektiösen Entzündungen der Bindehaut und bei chronischer Entzündung der Bindehaut,
- kann auch zur Beseitigung von Kosmetika von der Umgebung der Augen (Lider, Wimpern) verwendet werden.

OCUflash blue kann von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen verwendet werden. Dank der Sicherheit der Lösung kann diese auch bei Neugeborenen, Säuglingen, schwangeren und stillenden Frauen angewendet werden.

### **2. Was müssen sie vor der Anwendung von OCUflash blue wissen**

OCUflash blue sollten Sie nicht verwenden, wenn Sie allergisch (überbfindlich) auf irgendeinen Bestandteil dieser Lösung sind. Wenn Sie gegenwärtig auch andere Augenlösungen oder Augensalben verwenden, so empfehlen wir zwischen der Anwendung der einzelnen Präparate mindestens 5 Minuten zu warten.

### **3. Anwendung von OCUflash blue**

Zur Beruhigung der Augen und als unterstützende Behandlung von nicht infektiösen Bindehaut- und Wimpernentzündungen wird eine Dosis von 1-2 Tropfen jeweils 1-4 Mal täglich empfohlen.

Bei Verwendung als Augenspülung sollte diese Spülung bis zur vollständigen Entfernung des Fremdkörpers aus dem Auge fortgesetzt werden. OCUflash blue kann auch langfristig eingesetzt werden.

#### **Kontaktlinienträger**

OCUflash blue kann auch beim gleichzeitigen Tragen von Kontaktlinsen verwendet werden.

#### **Hinweis vor Anwendung**

Vor der ersten Anwendung wird empfohlen durch vorsichtiges Drücken der Flasche einen Tropfen zur Probe außerhalb des Auges abtropfen zu lassen, weil beim stärkeren und ungleichmäßigem Drücken die Lösung in einer größeren Menge freigesetzt werden kann. Für den jeweils nächsten Tropfen ist es notwendig wieder Luft in die Kunststoffflasche einströmen zulassen, damit diese wieder in ihre ursprüngliche Form kommt und erst danach können Sie wieder den nächsten Tropfen auf die empfohlene Art und Weise ins Auge eintröpfeln.



1. Die Plastikflasche mit dem Tropfer auspacken.



2. Vor der ersten Verwendung den Originalverschlußstreifen des Tropfers entfernen.



3. Den Deckel der Tropferkappe zur Seite legen.



4. Den Kopf ins Genick legen.

Die zwischen dem Daumen und den anderen Fingern gehaltene Flasche mit dem Tropfer nach unten halten. Mit einem Finger das untere Lid des zu behandelnden Auges nach unten ziehen, die vorgeschriebene Anzahl von Tropfen einträufeln, und die Lider langsam schließen um OCUflash blue gleichmäßig über die Oberfläche des Auges zu verteilen.

Während der Anwendung darf die Spitze des Tropfers das Auge und das Lid nicht berühren. Nach der Verwendung die Verschlusskappe wieder fest aufsetzen um Kontamination der Tropferspitze zu verhindern.

#### 4. Mögliche Nebenwirkungen

Selten kann unmittelbar nach der Anwendung ein vorübergehendes schwaches Brennen in den Augen oder eine allergische Reaktion auf irgendeinen der Bestandteile auftreten oder es kann zum Verkleben der Augenwimpern kommen.

Beim Vorkommen dieser unerwünschten Nebenwirkungen oder jeglicher anderer unerwarteter Reaktionen sollten Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker wenden.

#### 5. Was OCUflash blue enthält

Natriumchlorid 7 mg in 1 ml, Tinktur der Euphrasia officinalis, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid Hexahydrat, Borax, Polysorbat 80, Dinatriumedetat Dihydrat, Natriumhydroxid, Wasser für Injektion.

#### 6. Aufbewahrung von OCUflash blue und weitere Informationen

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Nicht einkühlen oder einfrieren.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden. Dieses ist dem Etikett auf der Schachtel bei der "Sanduhr" zu entnehmen. Diese Angabe bezieht sich auf den letzten Tag des jeweiligen Monats.

OCUflash blue nicht länger als drei Monate nach dem ersten Öffnen der Flasche verwenden.

**Packungsgrößen:** 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava,  
Slowakische Republik  
Tel.: +421 2 4333 3786  
Fax: +421 2 4363 8743  
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.at  
www.unimedpharma.at



**Dieser Gebrauchsanweisung wurde zuletzt im Oktober 2014 aktualisiert.**